

Geräte der BioFresh-Aktion 2017*



• Kühl-Gefrier-Kombinationen & Kühlschränke

SBSes 8663	CBN 4815	CBNes 6256	CBNef 5715	KBP 4354	KBbs 4350
SBSbs 8673	CBNi 4858	CBNies 4858	CBNPes 5758	KBPgb 4354	KBes 3750
SBSes 7165	CBef 4315	CBNigb 4855	CBNPes 5167	KBPgw 4354	KB 3750
SBSef 7343	CBef 4815	CBNigw 4855	CBPef 4815	BP 2850	
CB 4315	CBNbs 4815	CBNPbs 4858	CBef 4805	KBies 4350	
CB 4815	CBNef 4815	CBNPes 3967	KBPes 4354	KBi 4350	

• Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen & Kühlschränke

ECBN 5066	ICBP 3266	IKBV 3264	IKBP 2724	IKBP 2320
ECBN 6156	ICBS 3224	IKBP 2964	IKB 2720	IKBP 2324
ECBN 6256	IKBP 3560	IKBP 2770	IKB 2724	IKB 2320
ICBN 3386	IKBP 3564	IKBP 2760	IKBP 2370	IKB 2324
ICBN 3376	IKBP 3520	IKBP 2764	IKBP 2360	IKB 1920
ICBN 3324	IKBP 3524	IKBP 2720	IKBP 2364	IB 1650

* Beschreibungen und Details des umfangreichen BioFresh-Programms sind den aktuellen Stand- und Einbaugeräte-Katalogen sowie dem BioFresh-Special zu entnehmen. Oder unter home.liebherr.com



Alles rund um das Thema BioFresh und die große BioFresh-Aktion 2017 finden Sie unter biofresh-aktion.at



Entdecken Sie die Welt rund um Liebherr-Hausgeräte mit interessanten Neuigkeiten, Geschichten, wertvollen Tipps und Tricks zur Lebensmittellagerung, Rezepten und vielem mehr!



Frischen Sie Ihren Liebherr auf!

Vom Flexsystem bis zum VarioSafe und vom Aktivkohlefilter bis hin zur praktischen Flaschenablage: Entdecken Sie die ganze Welt der Original-Zubehörteile in unserem Shop unter: home.liebherr.com/shop/at



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen: socialmedia.home.liebherr.com

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Typotruck. 03.17



BioFresh-Aktion 01.05. – 30.06.2017



Gutschein zur Garantieverlängerung*

* Beim Kauf eines BioFresh-Gerätes erhalten Sie 3 zusätzliche Jahre Garantie geschenkt.



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über +0 °C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, weitaus länger als im normalen Kühlteil.

Der **DrySafe** mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist dabei ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im **HydroSafe** bei bis zu 90% Luftfeuchtigkeit.

So lösen Sie Ihren Gutschein ein

Offline

Gerät

Modell

Kaufdatum

□□ . □□□□ . □□□□ . □□
Seriennummer

Rechnungskopie / Kaufvertrag beigelegt
(zwingend notwendig)

Persönliche Daten

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie diesen Antrag an:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Postfach 184
9900 Lienz

Tel.: +43 50809 21276
Fax: +43 50809 27276
E-Mail: garantieplus.lwl@liebherr.com

Online

So sichern Sie sich Ihre kostenlose Garantieverlängerung:

Nach dem Kauf eines BioFresh-Gerätes von Liebherr im Zeitraum vom 01.05.-30.06.2017 können Sie sich online bis spätestens **31.10.2017** unter **biofresh-aktion.at** registrieren.

- Seriennummer Ihres Gerätes (siehe Innenraum) und Kaufdatum eintragen.
- Ihre Kontaktdaten* und die Händleradresse* eintragen.
- Das GarantiePlus Zertifikat für die kostenlose Garantieverlängerung wird Ihnen von Liebherr übermittelt.

* Dieses Angebot gilt nur in Österreich.



Gerät jetzt online registrieren
unter **biofresh-aktion.at**



Bio
Fresh