



■ Kühl-Gefrier-Kombinationen & Kühlschränke

■ Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen & Kühlschränke

SBSes 8663	CBef 4815	CBNPbs 4858	KBP 4354	KBes 4350	ECBN 5066	ICBNi 3376	IKBP 3564	IKBP 2770	IKB 2720	IKBP 2324
SBSbs 8673	CBNbs 4815	CBNef 5715	KBPgb 4354	KBes 3750	ECBN 6156	ICBN 3324	IKBPi 3564	IKBPi 2770	IKB 2724	IKB 2320
SBSes 8486	CBNef 4815	CBNPes 4878	KBPgw 4354	KB 3750	ECBN 6256	ICBP 3266	IKBP 3520	IKBP 2760	IKBP 2370	IKB 2324
SBSes 8473	CBNes 6256	CBNPes 5758	BP 2850		ICBN 3386	ICBPi 3266	IKBP 3524	IKBP 2764	IKBP 2360	IKB 1920
CBN 4815	CBNies 4858	CBPef 4815	KBies 4350		ICBNi 3386	ICBS 3224	IKBV 3264	IKBP 2720	IKBP 2364	SIBP 1650
CBNi 4858	CBNigb 4855	CBef 4805	KBi 4350		ICBN 3376	IKBP 3560	IKBP 2964	IKBP 2724	IKBP 2320	SUIB 1550
CBef 4315	CBNigw 4855	KBPes 4354	KBbs 4350							

\* Beschreibungen und Details des umfangreichen BioFresh-Programms sind den aktuellen Stand- und Einbaugeräte-Katalogen sowie dem BioFresh-Special zu entnehmen. Oder unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



Alles rund um das Thema BioFresh und die große BioFresh-Aktion 2018 finden Sie unter [biofresh-aktion.at](http://biofresh-aktion.at)



**Frischen Sie Ihren Liebherr auf!**

Vom Flexsystem bis zum VarioSafe und vom Aktivkohlefilter bis hin zur praktischen Flaschenablage: Entdecken Sie die ganze Welt der Original-Zubehörteile in unserem Shop unter: [home.liebherr.com/shop/at](http://home.liebherr.com/shop/at)



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen: [socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)



Änderungen vorbehalten.  
Printed in Germany by Typodruck, 03.18



Gutschein für eine praktische CarryBag\*

\* Beim Kauf eines BioFresh-Aktionsgerätes erhalten Sie zusätzlich eine exklusive Liebherr CarryBag.



# Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

**BioFresh** ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über +0 °C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe - wie Vitamine und Mineralien - weitaus länger als im normalen Kühlteil.

Der **DrySafe** mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist dabei ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im **HydroSafe** bei bis zu 90% Luftfeuchtigkeit.

## So lösen Sie Ihren Gutschein ein

Offline

Gerät

Modell

□□ . □□□ . □□□□ . □  
Seriennummer

Kaufdatum

Rechnungskopie / Kaufvertrag beigelegt  
(zwingend notwendig)

## Persönliche Daten

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie diesen Antrag an:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH  
Postfach 184  
9900 Lienz

Tel.: +43 50809 21276  
Fax: +43 50809 27276  
E-Mail: info.lwl@liebherr.com

Online

So sichern Sie sich Ihre zusätzliche CarryBag:

Nach dem Kauf eines BioFresh-Gerätes von Liebherr im Zeitraum vom 01.06. - 31.07.2018 können Sie sich online bis spätestens **31.10.2018** unter **biofresh-aktion.at** registrieren.

- Seriennummer Ihres Gerätes (siehe Innenraum) und Kaufdatum eintragen.
- Ihre Kontaktdaten\* und die Händleradresse\* eintragen.
- Die zusätzliche CarryBag wird Ihnen kostenlos geliefert.

\* Dieses Angebot gilt nur in Österreich.



Bio  
Fresh



Gerät jetzt online registrieren  
unter **biofresh-aktion.at**