

Geräte der BioFresh-Aktion 2016*

- FrischeCenter
- Kühl-Gefrier-Kombinationen
- Kühlschränke
- Integrierbare SBS- & Kühl-Gefrier-Kombinationen
- Integrierbare Kühlschränke

SBSes 7165	CBNes 6256	CBNigw 4855	KBPes 4354	ICBN 3366	IKBV 3254	IKBP 3554	IKB 2750
SBSbs 7263	CBNPes 5167	CBN 4815	KBP 4354	ICBN 3356	ECBN 5066	IKBP 3550	IKB 2714
SBSes 7253	CBNPes 5156	CBPef 4815	KBPgb 4354	ICBN 3314	ECBN 6256	IKB 3554	IKB 2710
	CBNPes 4656	CBNef 4815	KBPgw 4354	ICBP 3256	SBS 7014	IKB 3550	IKBP 2354
	CBNies 4858	CBNbs 4815	KBies 4350	ICBS 3314		IKB 3514	IKBP 2350
	CBNi 4858	CBef 4815	KBi 4350	ICBS 3214		IKB 3510	IKB 2354
	CBNPbs 4858	CBef 4315	KBbs 4350			IKBP 2954	IKB 2350
	CBNigb 4855	CBPef 4033	KBes 3750			IKBP 2754	IKB 2314
			KB 3750			IKBP 2750	IKB 2310
			KB 4310			IKB 2754	IKB 1910
			KBef 4310				
			B 2850				

*Beschreibungen und Details des umfangreichen BioFresh-Programms sind den aktuellen Stand- und Einbaugeräte-Katalogen sowie dem BioFresh-Special zu entnehmen. Oder unter home.liebherr.com



Alles rund um das Thema BioFresh und die große BioFresh-Aktion 2016 finden Sie unter biofresh.liebherr.com

home.liebherr.com

Bio Fresh

BioFresh-Aktion 01.06. - 31.08.2016

Bio Fresh

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by <Druckerel logo> 7945 020-09 / 04.16



Gutschein für einen CarryBag*

* Beim Kauf eines BioFresh-Aktionsgerätes (siehe Rückseite) erhalten Sie zusätzlich einen CarryBag.



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

FrISChe-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über +0 °C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, weitaus länger als im normalen Kühlteil.

Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist dabei ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im HydroSafe bei bis zu 90 % Luftfeuchtigkeit.

BioFresh-Aktion 2016

So erhalten Sie Ihren CarryBag.


Nach dem Kauf eines BioFresh-Aktionsgerätes von Liebherr im Zeitraum vom 01.06. - 31.08.2016 können Sie sich online bis spätestens 30.09.2016 unter www.biofresh.liebherr.com registrieren.

- Seriennummer Ihres Gerätes (siehe Typenschild) und Kaufdatum eintragen.
- Ihre Kontaktdaten* und die Händleradresse* eintragen.
- Der CarryBag wird für Sie reserviert und innerhalb von ca. 3 Wochen kostenfrei an Sie geliefert.

* Dieses Angebot gilt nur in Deutschland.



Den Original CarryBag in exklusivem Liebherr-Blau gibt es nur als limitierte Edition! Damit bringen Sie Ihren marktfrischen Einkauf künftig noch leichter zu Ihrem neuen BioFresh-Gerät.



Gerät jetzt online registrieren unter biofresh.liebherr.com