

Geräte der BioFresh-Aktion 2016*

• Kühl-Gefrier-Kombinationen

CB 4315	CBNbs 4815	CBNPbs 4858	ECBN 5066	ICBP 3256
CB 4815	CBNef 4815	CBNPes 3967	ECBN 6156	ICBS 3214
CBN 4815	CBNes 6256	CBNPes 4656	ECBN 6256	ICBS 3314
CBNi 4815	CBNies 4858	CBNPes 5156	ICBN 3314	
CBef 4315	CBNigb 4855	CBNPes 5167	ICBN 3356	
CBef 4815	CBNigw 4855	CBPef 4815	ICBN 3366	

• Integrierbare SBS- & Kühl-Gefrier-Kombinationen

* Beschreibungen und Details des umfangreichen BioFresh-Programms sind den aktuellen Stand- und Einbaugeräte-Katalogen sowie dem BioFresh-Special zu entnehmen. Oder unter home.liebherr.com



Alles rund um das Thema BioFresh und die große BioFresh-Aktion 2016 finden Sie unter biofresh-aktion.at

home.liebherr.com

Bio
Fresh

Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany by Typodruck. 05:16



BioFresh-Aktion 01.07. – 31.08.2016

Bio
Fresh

Gutschein zur Garantieverlängerung*

* Beim Kauf eines Aktionsgerätes (siehe Rückseite) erhalten Sie 3 zusätzliche Jahre Garantie geschenkt.

+3
2 JAHRE
Sicherheit

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über +0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, weitaus länger als im normalen Kühlteil.

Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist dabei ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im HydroSafe bei bis zu 90% Luftfeuchtigkeit.

So lösen Sie Ihren Gutschein ein

Offline

Gerät

Modell

Kaufdatum

Seriennummer

 Rechnungskopie/Kaufvertrag beigelegt
(zwingend notwendig)

Persönliche Daten

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie diesen Antrag an:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Postfach 184
9900 Lienz

Tel.: +43 50809 21276
Fax: +43 50809 27276
E-Mail: garantieplus.lwl@liebherr.com



Online

So sichern Sie sich Ihre kostenlose Garantieverlängerung:
Nach dem Kauf eines BioFresh-Aktionsgerätes von Liebherr im Zeitraum vom 01.07.-31.08.2016 können Sie sich online bis spätestens 31.10.2016 unter biofresh-aktion.at registrieren.

- Seriennummer Ihres Gerätes (siehe Innenraum) und Kaufdatum eintragen.
- Ihre Kontaktdaten* und die Händleradresse* eintragen.
- Das GarantiePlus Zertifikat für die kostenlose Garantieverlängerung wird Ihnen von Liebherr übermittelt.

* Dieses Angebot gilt nur in Österreich.



Gerät jetzt online registrieren
unter biofresh-aktion.at