



**Kühl-Gefrier-Kombinationen**

CBNies 4858	CNPes 4858	CNbs 4315
CBNi 4858	CNP 4858	CNef 4315
CBNPbs 4858	CNPes 4758	CN 4315
CBNigb 4855	CNP 4758	CNef 3715
CBNigw 4855	CNPes 4358	CN 3715
CBNbs 4815	CNP 4358	CPef 4815
CBNef 4815	CNPbs 3758	CP 4815
CBN 4815	CNPes 3758	CPef 4315
CBPef 4815	CNP 3758	CP 4315
CBef 4815	CNef 4815	
CBef 4315	CN 4815	

**Kühlschränke**

KBPes 4354	B 2850
KBP 4354	KPef 4350
KBPgb 4354	Kef 3710
KBPgw 4354	K 3710
KBies 4350	
KBi 4350	
KBbs 4350	
KBes 3750	
KB 3750	
KBef 4310	
KB 4310	

**Gefrierschränke**

GNi 4355
GNP 3755
GNP 3255
GNP 2855

\* Beschreibungen und Details des umfangreichen BluPerformance-Programms ist dem aktuellen Standgeräte-Katalog zu entnehmen. Oder unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



Alles rund um das Thema BluPerformance und die große BluPerformance-Aktion 2016 finden Sie unter [bluperformance-home.liebherr.com](http://bluperformance-home.liebherr.com)



Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by TypoDruck. 7945 020-10/09.16



# Gutschein zur Garantieverlängerung\*

\* Beim Kauf eines Aktionsgerätes (siehe Rückseite) erhalten Sie 3 weitere Jahre Garantie gratis.



# LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

