


BioFresh-Aktion 01.03. – 31.05.2017

Bio
Fresh



BioFresh



Gutschein für ein Frische-Paket*

* Beim Kauf eines BioFresh-Aktionsgeräts (siehe Rückseite) und Online-Registrierung erhalten Sie ein Paket mit frischem, saisonalem Obst und Gemüse in Bio-Qualität.



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



Die extralange Frische erleben: BioFresh von Liebherr

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Der **DrySafe** mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist dabei ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal unverpackt im **HydroSafe** bei hoher Luftfeuchtigkeit.

So erhalten Sie Ihr Frische-Paket.

Füllen Sie Ihren BioFresh-Safe mit Obst- und Gemüse aus unserem Frische-Paket und erleben Sie die extralange Frische von BioFresh!

Nach dem Kauf eines BioFresh-Aktionsgeräts von Liebherr im Zeitraum vom **01.03.-31.05.2017** können Sie sich online bis spätestens **30.06.2017** unter **biofresh.liebherr.com** registrieren:

- Seriennummer Ihres Geräts (siehe Typenschild) und Kaufdatum eintragen.
- Ihre Kontaktdaten* und die Händleradresse* eintragen.
- Innerhalb von ca. 1 Woche nach Registrierung erhalten Sie eine Bestellbestätigung per E-Mail durch unseren Aktionspartner „Gegessen wird immer“.
- Das Frische-Paket wird Ihnen dann innerhalb von 7 Tagen kostenfrei per UPS geliefert.

* Dieses Angebot gilt nur in Deutschland.



Ihr Frische-Paket enthält eine Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Inhalt kann von der Abbildung abweichen.



Gerät jetzt online registrieren unter **biofresh.liebherr.com**

• FrischeCenter

SBSbs 8673
SBSes 8663
SBSes 7165

• Kühl-Gefrier-
Kombinationen

CBNes 6256 CBNef 4815
CBNPes 5758 CBNbs 4815
CBNef 5715 CBN 4815
CBNies 4858 CBPef 4815
CBNPbs 4858 CBef 4815
CBNi 4858 CBef 4805
CBNPgc 4855 CBef 4315
CBNigb 4855
CBNigw 4855

• Kühlschränke

KBPes 4354 KB 3750
KBPgb 4354 KBes 3750
KBPgw 4354 BP 2850
KBP 4354
KBies 4350
KBbs 4350
KBi 4350
KBef 4310
KB 4310

• Integrierbare Kühl-
Gefrier-Kombinationen

ICBN 3386 ECBN 6256
ICBN 3376 ECBN 5066
ICBN 3324
ICBP 3266
ICBS 3324
ICBS 3224

• Integrierbare
Kühlschränke

IKBP 3564 IKBP 2720
IKBP 3560 IKBP 2370
IKBP 3524 IKBP 2364
IKBP 3520 IKBP 2360
IKBV 3264 IKBP 2324
IKBP 2964 IKBP 2320
IKBP 2770 IKB 2324
IKBP 2764 IKB 2320
IKBP 2760 IKB 1920
IKBP 2724 IB 1650

* Beschreibungen und Details des umfangreichen BioFresh-Programms sind den aktuellen Stand- und Einbaugeräte-Katalogen sowie dem BioFresh-Special zu entnehmen.
Oder unter home.liebherr.com



Alles rund um das Thema BioFresh und
die große BioFresh-Aktion 2017 finden Sie unter
biofresh.liebherr.com

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by TypoDruck. 7945 020-11/2.2017

