



Welcher WEINSCHRANK passt zu mir?

Standgeräte

Unterschiedliche Weine benötigen eine unterschiedliche Temperierung. **Wieviele Temperaturzonen** zur Temperierung soll Ihr neuer Weinschrank haben ?

Eine

Mehrere

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

+18°C

+5°C

Weinklimaschränke

Vinidor-Reihe

Weintemperierschränke

Wie viele Flaschen sollen in Ihren Weinschrank passen ?

< 60 FLASCHEN



WKes 653
12 Flaschen
Weinklimaschrank

> 60 FLASCHEN



WKb 1812
64 Flaschen
Weinklimaschrank



WKb 3212
164 Flaschen
Weinklimaschrank



WKb 4212
200 Flaschen
Weinklimaschrank



WKes 4552
201 Flaschen
Weinklimaschrank



WKTes 1672
34 Flaschen
Weintemperierschrank

< 60 FLASCHEN

Wie viele Flaschen sollen in Ihren Weinschrank passen ?

> 60 FLASCHEN



WKb 4212
200 Flaschen
Weinklimaschrank



WTPes 5972
155 Flaschen
Vinidor-Reihe



WTes 5872
178 Flaschen
Vinidor-Reihe



WTes 5972
211 Flaschen
Vinidor-Reihe

Weitere Weinschränke finden Sie unter

home.liebherr.com

LIEBHERR